

Link do produktu: <https://akmed.pl/wsparcie-nadgarstka-medi-wrist-support-p-7852.html>



Wsparcie nadgarstka medi Wrist support

Numer katalogowy **9762**

Producent **Medi**

Opis produktu

Wsparcie nadgarstka

- Bardzo szeroki pasek podtrzymujący na nadgarstek
- Materiał przyjazny dla skóry

Orteza do unieruchomienia i stabilizacji nadgarstka

medi Wrist support to orteza stawu nadgarstkowego. Produkt ma zastosowanie wyłącznie ortopedyczne w leczeniu stawu nadgarstkowego. Stosować tylko na nienaruszoną skórę.

Zalety produktu

- Bardzo szeroki pasek podtrzymujący na nadgarstek
- Formowalna szyna aluminiowa
- Wykonana z przyjaznego dla skóry, wytrzymałego materiału bawełnianego z lycrą

Sposób działania

Unieruchomienie i stabilizację nadgarstka gwarantuje szyna aluminiowa od strony dłoni.

Instrukcja dotycząca zakładania

Wstępnie uformowaną przez Państwa sprzedawcę szynę włożyć do kieszonki. Odpiąć pasy i wsunąć dłoń w ortezę (aluminiowa szyna znajduje się na dole). Zapiąć najpierw przedni, a następnie tylny pasek. Następnie zapiąć środkowy pasek.

Wskazówki dotyczące noszenia

Tylko dzięki konsekwentnemu noszeniu ortozy medi Wrist support przyczynia się Pan/Pani do osiągnięcia pozytywnego rezultatu w terapii.

Skład produktu: Lycra, Aluminum

Instrukcja prania

Przed praniem należy pamiętać o zapięciu mocowania na rzep. Resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał.

Produkt należy prać ręcznie, najlepiej środkiem do mycia marki medi clean, lub w pralce w programie do tkanin delikatnych w temperaturze 30°C, używając środka do prania tkanin delikatnych bez płynu zmiękczającego.

- Nie wybielać.
- Suszyć na powietrzu.
- Nie prasować.
- Nie czyścić chemicznie.

Wskazania

- Reumatoidalne zapalenie stawów
- Unieruchomienie przy skręceniach
- Podrażnienie tkanek miękkich (chroniczne, pourazowe, pooperacyjne)
- Skutki porażenia (niedowład nerwu promieniowego)
- Zapalenie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgniastej

Przeciwwskazania

- W chwili obecnej nie znane

Rozmiar

obwód nadgarstka (cm)	10 - 14	14 - 18	18 - 22	22 - 26
rozmiar	S	M	L	XL
numer artykułu	R.200.001	R.200.002	R.200.003	R.200.004

○ = Uzupełnić stronę: 2 = strona lewa , 3 = strona prawa

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL

TYP: lewy , prawy