

Link do produktu: <https://akmed.pl/wygodny-stabilizator-nadgarstka-p-3329.html>

Wygodny stabilizator nadgarstka

Numer katalogowy **F14C-2897E**

Producent **Mediroyal**



Opis produktu

- Miękka poduszka dołączana do górnej części stabilizatora chroni przed urazami i uprzyjemnia sen
- miękka i wygodna konstrukcja w kolorze beżowym
- unieruchamiające szyny od strony grzbietowej i dłoniowej mogą być
- profilowane według indywidualnych potrzeb pacjentów
- unikalne regulowane zapięcie umożliwia szybkie wkładanie i zdejmowanie

Wskazania:

- przed- i pooperacyjne unieruchomienie ręki i nadgarstka
- skręcenia, urazy stawów i więzadeł nadgarstka
- zespół cieśni nadgarstka, zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe
- pęknięcia kości promieniowej oraz łokciowej
- zespół De Quervaina

DODATKOWO miękka poduszka dołączana do górnej części stabilizatora uprzyjemnia sen.

Uniwersalny rozmiar (wg obwodu nadgarstka od 13 do 23 cm)