

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-orteza-gorset-piersiowo-ledzwiowo-krzyzowa-regulowana-p-2906.html>



## Wysoka orteza (gorset) piersiowo - lędźwiowo - krzyżowa regulowana

Numer katalogowy **TGO-R WSLK-R 704**

Producent **Timago**

### Opis produktu

**Wysoka (orteza) gorset piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa regulowana** wykonana jest z elastycznej tkaniny kompresyjnej zapinanej z przodu na rzep, giętkich fiszbin, aluminiowych sterek odciążających kręgosłup, systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji oraz pasów stabilizujących łopatki.

Tkanina przestrzenna umożliwia dostęp powietrza do skóry pacjenta, jest komfortowa i przyjazna w użytkowaniu.

Wysokość jest odpowiednia do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym.

### Wskazania do stosowania gorsetu:

- ostre zespoły bólowe w odcinku piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa
- dyskopatia wielopoziomowa
- osteoporoza
- ZZSK
- stany zapalne w obrębie stawów kręgosłupa
- niestabilność wielopoziomowa
- kręgozmyk
- złamania patologiczne trzonu kręgu
- zmiany zwyrodnieniowe
- zespoły neuropatyczne i korzeniowe
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni
- w leczeniu pooperacyjnym
- w procesie rehabilitacji pourazowej

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL