

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-orteza-tulowia-ledzwiowo-piersiowa-ar-wsp-02b-p-2534.html>

## Wysoka orteza tułowia lędźwiowo - piersiowa AR- WSP-02/B



Numer katalogowy	<b>AR-WSP-02/B</b>
------------------	--------------------

Producent	<b>Reh4Mat</b>
-----------	----------------

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Wysoka orteza tułowia **AR-WSP-02/B** została przez nas zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczyć klientowi za możliwie najniższą cenę ortezę najbardziej przewiewną a zarazem funkcjonalną o wysokim zakresie stabilizacji oraz dużym komforcie użytkowania.

Orteza została zaprojektowana bardzo anatomicznie, dzięki czemu wyrób dokładnie dopasowuje się do każdej sylwetki oraz skutecznie stabilizuje odcinek lędźwiowo-piersiowy kręgosłupa.

Orteza została w całości wykonana z surowca **ActivRubber II** – specjalnej gumy ortopedycznej.

**ActivRubber II** to aktywna mocna guma ortopedyczna posiadająca dwukierunkową elastyczność, pozwalającą jej na swobodne rozciąganie jej zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Otworki pomiędzy splotami gumy pozwalają na łatwiejsze oddychanie skóry co poprawia komfort użytkowania wyrobu i ułatwia odprowadzanie potu od ciała pacjenta. Dodatkowo sploty gumy przy większej kompresji wyrobu wykonują jej delikatny mikromasaż. Guma ortopedyczna jest surowcem bardzo przyjaznym dla skóry.

W tylnej części ortezy zainstalowano w tunelach kaletnicznych cztery anatomicznie wyprofilowane stalki ortopedyczne. Stalki te posiadają ściśle określony stopień elastyczności, który uzyskano w procesie hartowania. Zostały one w profesjonalny sposób zabezpieczone powierzchniowo farbą proszkową, co uodporniło je na działanie ludzkiego potu. W przedniej części ortezy zamontowano dwie elastyczne fiszbin ortopedyczne stabilizujące przednią część wyrobu.

Zapięcie wyrobu wykonano w przedniej części ortezy w asymetryczny sposób, pozwalający na lepsze jej dopasowanie do ciała pacjenta w zakresie jednego rozmiaru.

W celu polepszenia walorów użytkowych wyrobu, w ortezie zainstalowano dwa zespoły elastycznych taśm dociągowych, których celem jest poprawa stabilizacji w odcinku lędźwiowo-piersiowym i ustawienie właściwego poziomu kompresji wyrobu.

#### Przeznaczenie

- 
- zespoły bólowe kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego,
  - zwyrodnienia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
  - dyskopatia w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
  - deformacja kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
  - kręgozmyk w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
  - stany przeciążenia odcinka piersiowo-lędźwiowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL