

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-sznurowka-ortopedyczna-2163-p-7585.html>



Wysoka sznurówka ortopedyczna - 2163

Numer katalogowy	2163
Producent	Oppo

Opis produktu

2163 Wysoka sznurówka ortopedyczna.

Służy do wzmocnienia odcinka lędźwiowego oraz krzyżowego kręgosłupa oraz mięśni dolnej części pleców. Wysoka - sięga aż do odcinka piersiowego. Wszyte wzmocnienia, a także boczne dociągacze zapewniają dodatkowe usztywnienie. Elastyczny, oddychający materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Wyrób zalecany jest przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie, zwyrodnieniach kręęgów, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku lędźwiowym, złamaniu osteoporotycznym kręęgów, a także po operacjach.

Występuje w wersji:

męskiej (2163-15)
kobiecej (2163-13).

Rozmiar (obwód wokół pasa):

S 62,9cm - 73,7cm
M 74,9cm - 88,9cm
L 90,1cm - 105,4cm
XL 106,0cm - 120,0cm
XXL 121,3cm - 140,3cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL
TYP: Damski , Męski