

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-sznurowka-ortopedyczna-2166-p-7586.html>



## Wysoka sznurówka ortopedyczna - 2166

Numer katalogowy	<b>2166</b>
Producent	<b>Oppo</b>

### Opis produktu

#### **2166 Wysoka sznurówka ortopedyczna.**

Służy do wzmocnienia kręgosłupa na odcinkach krzyżowym, lędźwiowym oraz piersiowym. Wszyte wzmocnienia, boczne dociągacze, a także pasy okołobarkowe zapewniają doskonałe usztywnienie. Elastyczny, oddychający materiał pozwala zachować naturalną ciepłotę ciała i poprawia ukrwienie. Zalecany przy różnorodnych schorzeniach kręgosłupa, np. dyskopatii wielopoziomowej, osteoporozie, zmianach zwyrodnieniowych, niestabilności kręgosłupa, kręgozmyku lędźwiowym, kompresyjnym złamaniu kręgosłupa na tle osteoporotycznym, rwie kulszowej, zespołach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego, po zabiegach operacyjnych.

**Numer katalogowy:** 2166.

**Rozmiar**(obwód wokół pasa):

**S** 62,9cm - 73,7cm

**M** 74,9cm - 88,9cm

**L** 90,1cm - 105,4cm

**XL** 106,0cm - 120,0cm

**XXL** 121,3cm -140,3cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL