

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-sznurówka-polsztywna-z-podpaskami-p-10-p-7753.html>



## Wysoka sznurówka półsztywna z podpaskami P-10

Numer katalogowy **9981**

Producent **Neox**

### Opis produktu

- wykonana z przewiewnej bawełnianej gumy ortopedycznej
- wysokość – 33 cm
- pozwala na swobodne oddychanie skóry
- anatomiczny system usztywnień optymalnie usztywnia odcinek lędźwiowo – krzyżowy kręgosłupa
- pomaga w zmniejszeniu bólów związanych z obrzękami i zdrętwieniami, oraz przemęczeniu mięśni
- system taśm zapinających umożliwia dopasowanie siły docisku do indywidualnych potrzeb
- przeznaczony jest do stabilizacji oraz unieruchomienia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego przy zespołach bólowych spowodowanych zmianami zniekształcającymi lub zwyrodnieniowymi, leczenia złamań, przy osteoporozie kręgosłupa lędźwiowego, zwężeniu tarczki międzykręgowych, w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego spowodowanego dyskopatią lędźwiową, zmianach kostnych i mięśniowych u osób w starszym wieku lub osłabionych długotrwałymi wyniszczającymi chorobami

#### Dostępne rozmiary (obwód pasa):

**S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-100 XXL100 - 120 XXXL120 - 135**

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL