

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-sznurówka-półsztywna-z-podpaskami-p-11-p-7754.html>



Wysoka sznurówka półsztywna z podpaskami P-11

Numer katalogowy **9982**

Producent **Neox**

Opis produktu

- wykonana z przewiewnej bawełnianej gumy ortopedycznej
- pozwala na swobodne oddychanie skóry
- anatomiczny system usztywnień optymalnie usztywnia odcinek lędźwiowo - krzyżowy i piersiowy kręgosłupa
- pomaga w zmniejszeniu bólów związanych z obrzękami i zdrętwieniami oraz przemęczeniu mięśni
- system taśm zapinających umożliwia dopasowanie siły docisku do indywidualnych potrzeb
- przeznaczony jest do stabilizacji oraz unieruchomienia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego przy zespołach bólowych spowodowanych zmianami zniekształcającymi lub zwyrodnieniowymi, leczenia złamań, przy osteoporozie kręgosłupa lędźwiowego, zwężeniu tarczki międzykręgowych, w przypadkach wzmożonego napięcia mięśniowego spowodowanego dyskopatią lędźwiową, zmianach kostnych i mięśniowych u osób w starszym wieku lub osłabionych długotrwałymi wyniszczającymi chorobami
- składa się z dwóch niezależnych części - wysokiej sznurówki półsztywnej oraz części grzbietowej, co umożliwia dopasowanie produktu do wzrostu pacjenta.

Dostępne rozmiary (obwód pasa):

S 60-70 M 70-80 L 80-90 XL 90-100 XXL100 - 120 XXXL 120 - 135

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XXL , XXXL