

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoka-sznurówka-tułowia-mediroyal-p-3334.html>

## Wysoka sznurówka tułowia - Mediroyal



Numer katalogowy **796C-436A8**

Producent **Mediroyal**

### Opis produktu

- Orteza zawiera cztery elastyczne usztywnienia i dwie stalki, które mogą być profilowane w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta
- elastyczna, przepuszczająca powietrze tkanina
- materiał oddychający, umożliwiający odprowadzenie ciepła i wilgoci
- wysokość 32 cm
- w zestawie znajdują się dwa zapasowe elastyczne usztywnienia, które można zamienić z metalowymi stawkami

### Zastosowanie:

- po urazach mięśni grzbietu i brzucha
- bóle kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- doleczenia po zabiegach neurologicznych i ortopedycznych
- ostre i przewlekłe bóle lędźwiowe
- dyskopatia

Mierzyć obwód w pasie

SM	75-83
MD	83-91
LG	91-99
XL	99-107
XXL	107-115
XXXL	115-125

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , SM , XL , XXL , XXXL