

Link do produktu: <https://akmed.pl/wysoki-pas-zebrowy-meski-z-szelkami-am-pzm-01-p-2583.html>

## Wysoki pas żebrowy męski z szelkami AM-PZM-01

Numer katalogowy **AM-PZM-01**

Producent **Reh4Mat**



### Opis produktu

#### Charakterystyka produktu

Wysoki męski pas żebrowy AM-PZM-01 został wykonany z ażurowej gumy ortopedycznej. Obejmuje on od góry żebra aż po rękkość mostka, od dołu zaś wszystkie łuki żebrowe. Wyposażono go w przednie i tylne fiszbiny ortopedyczne, poprawiające stabilizację klatki piersiowej oraz regulowane szelki utrzymujące ortezę na właściwym miejscu. Wyrób posiada przednie zapięcie, co ułatwia pacjentowi samodzielne założenie go. Orteza stabilizuje klatkę piersiową i zmniejsza dolegliwości bólowe.

#### Przeznaczenie

- przy złamaniach żeber,
- przy złamaniach mostka,
- przy stłuczeniach klatki piersiowej,
- po operacjach kardiochirurgicznych,
- w celu stabilizacji i wzmocnienia mięśni klatki piersiowej.

#### Właściwości

- skutecznie stabilizuje żebra poprzez kompresję klatki piersiowej,
- skutecznie ogranicza „rozprężanie” się żeber redukując ból przy stanach zapalnych (w czasie głębszych wdechów),
- dzięki ażurowej oddychającej konstrukcji pozwala utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból,
- zapewnia doskonałą ochronę miejsca kontuzji,
- szczególnie polecany przy złamaniach żeber, mostka oraz przy stłuczeniach klatki piersiowej i zapaleniach opłucnej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL , XXL , XXXL