

Link do produktu: <https://akmed.pl/wzmocniona-orteza-nadgarstka-eb-n-01-p-2268.html>

## Wzmocniona orteza nadgarstka EB-N-01



Numer katalogowy	<b>EB-N-01</b>
Producent	<b>Reh4Mat</b>

### Opis produktu

#### Charakterystyka wyrobu

Orteza stawu nadgarstkowego wykonana z ProFit – dwuwarstwowej tkaniny, która doskonale dopasowuje się do ciała pacjenta, rozciąga się we wszystkich kierunkach doskonale modelując kształt kończyny – tworzy tzw. drugą skórę. Zewnętrzna warstwa ze spandeksu odpowiada za właściwą kompresję i dopasowanie wyrobu, redukuje drganie mięśni powstające w trakcie wysiłku fizycznego. Wewnętrzna membrana z mikrofibry, bawełny i elastanu odpowiada za utrzymanie właściwego klimatu przy skórze oraz odprowadzanie potu, jej struktura gwarantuje aksamitną miękkość w dotyku. Ortezę wyposażono w anatomicznie wyprofilowaną szynę usztywniającą nadgarstek.

#### Przeznaczenie

- po przebytych urazach stawu promieniowo nadgarstkowego
- w zapaleniach kałek ścięgniastych,
- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych
- profilaktycznie w sporcie

#### Właściwości

1. Stabilizuje staw promieniowo nadgarstkowy, odciąża przyczepy mięśni przedramienia i ręki.
2. Wskazania, ustawienie szyny, okres stosowania zależne od decyzji lekarza prowadzącego.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** L , M , S , XL

**TYP:** lewy , prawy