

Link do produktu: <https://akmed.pl/wzmocniony-gorset-ledzwiowo-krzyzowy-frotte-lt-300r-p-2365.html>



Wzmocniony gorset Lędźwiowo- krzyżowy frotte LT-300R

Numer katalogowy **LT-300R**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Orteza wykonana z oddychającego materiału, posiada tylne podwójne skośne taśmy dociągowe zapinane z przodu na velcro oraz półelastyczne sztywniki tylne i zapięcie na taśmę velcro. Istnieje możliwość dopięcia do pasa dodatkowej poduszki lędźwiowej podnoszącej miejscowo ciepłość ciała. Poduszka w razie potrzeby może być łatwo usunięta przez użytkownika (UWAGA: nie jest standardowo dołączana do pasa).

Zastosowanie:

Lumbago, Lumbosciatica (ischias), Spondylolisis (kręgoszczelina), Spondyloarthrosis, osłabienie mięśni, zmiany degeneracyjne, choroby krążka międzykręgowego.

Działanie:

silne poparcie części lędźwiowej, doskonałe dopasowanie anatomiczne do ciała, wygodny w noszeniu, przyjemny w kontakcie z ciałem.

Kolor: beż.

Wysokość z przodu: 16 cm.

Wysokość z tyłu: 26 cm.

Tabela - rozmiary:

| ROZMIAR | XXS/1 | XS/2 | S/3 | M/4 | L/5 | XL/6 | XXL/7 | XXXL/8 | XXXXL/9 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Obwód bioder (cm) | 63-75 | 75-83 | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 124-150 | 134-165 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS , XXL , XXS , XXXL , XXXXL