

Link do produktu: <https://akmed.pl/wzmocniony-pachwinowy-pas-przepuklinowy-z-zapięciem-klamrowym-p-2172.html>



Wzmocniony pachwinowy pas przepuklinowy z zapięciem klamrowym

Numer katalogowy **DH-111/IH-112/BH-110**

Producent **Orliman**

Opis produktu

Elastyczny pas przepuklinowy z szerokim zapięciem, z anatomiczną pelotą, dociąganą dodatkową taśmą kroczoową i zapinaną w okolicy stawu biodrowego.

Zastosowanie:

redukcja przepuklin pachwinowych jednostronnych (prawa, lewa strona) lub obustronnych (prawa i lewa strona).

Działanie:

ucisk i redukcja przepuklin pachwinowych, bardzo dobre zabezpieczenie przepukliny, miły w kontakcie z ciałem.

Pakowanie:

D-prawy, I-lewy, B-obustronny.

Dostępne (inne) modele:

BH-110 obustronny, DH-111 prawostronny, IH-112 lewostronny.

Kolor:beż.

Tabela - rozmiary:

ROZMIAR	7	8	9	10	11	12
Obwód pasa/bioder (cm)	70-78	78-86	86-94	94-102	102-110	110-120

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 10 , 11 , 12 , 7 , 8 , 9

TYP: lewy , obustronny , prawy