

Link do produktu: <https://akmed.pl/zawiasowy-stabilizator-kolana-deluxe-pro-level-p-3303.html>



## Zawiasowy stabilizator kolana deluxe Pro Level

Numer katalogowy	<b>53333</b>
Producent	<b>Mueller</b>

### Opis produktu

#### Zawiasowy stabilizator kolana Deluxe Pro Level

Opatentowane trójosiowe zawiasy odtwarzają prawie naturalny ruch kolana i tym samym pozwalają na pełną mobilność i zapewniają maksymalne środkowo-poprzeczne oparcie i ochronę we wszystkich dyscyplinach sportowych oraz ćwiczeniach. Ochraniacz posiada opcję zamknięcia i całkowitego unieruchomienia oraz regulowania i przedłużania, pozwalające na ograniczony ruch, używane w celach rehabilitacyjnych. Ochraniacz ma "owijaną" konstrukcję co pozwala na łatwe założenie i zdejmowanie, paski regulacji do każdego kolana. Odpinane wspomaganie rzepki kolanowej mogą być przypięte w razie potrzeby a otwarty tył zapobiega zwiżaniu się ochraniacza pod kolanem. Ekstra długość (40,6cm) dla zapewnienia maksymalnej stabilności i ochrony

#### Mierzyć obwód środka kolana

Pasuje do uda do 71cm w obwodzie.

**REG** 30-40cm

**LG** 40-50cm

**XL** 50-60cm

#### Rozmiary

**SM**  
30-35 cm

**MD**  
35-40 cm

**LG**  
40-45 cm

**XL**  
45-50 cm

**XXL**  
50-55 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** LG , MD , SM , XL , XXL