

Link do produktu: <https://akmed.pl/zawiasowy-stabilizator-kolana-z13-p-3304.html>

Zawiasowy stabilizator kolana Z13



Numer katalogowy	D62A-62258
Producent	Breg

Opis produktu

Zawiasowy stabilizator kolana Deluxe Pro Level

Opatentowane trójosiowe zawiasy odtwarzają prawie naturalny ruch kolana i tym samym pozwalają na pełną mobilność i zapewniają maksymalne środkowo-poprzeczne oparcie i ochronę we wszystkich dyscyplinach sportowych oraz ćwiczeniach. Ochraniacz posiada opcję zamknięcia i całkowitego unieruchomienia oraz regulowania i przedłużania, pozwalające na ograniczony ruch, używane w celach rehabilitacyjnych. Ochraniacz ma "owijaną" konstrukcję co pozwala na łatwe założenie i zdejmowanie, paski regulacji do każdego kolana. Odpinane wspomaganie rzepki kolanowej mogą być przypięte w razie potrzeby a otwarty tył zapobiega zwiżaniu się ochraniacza pod kolanem. Ekstra długość (40,6cm) dla zapewnienia maksymalnej stabilności i ochrony

Mierzyć obwód środka kolana. Pasuje do uda do 71cm w obwodzie.

REG 30-40cm

LG 40-50cm

XL 50-60cm

Rozmiary

SM 30-35 cm	MD 35-40 cm	LG 40-45 cm	XL 45-50 cm	XXL 50-55 cm
----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: LG , MD , SM , XL , XXL