

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:15

Link do produktu: <https://akmed.pl/zawieszka-konczyny-gornej-c-48-p-2144.html>



Zawieszka kończyny górnej C-48

Numer katalogowy	C-48
Producent	Orliman

Opis produktu

Zawieszka na rękę składa się z zawieszki przedramiennej połączonej z taśmą służącą do założenia dookoła szyi. Zawieszka wykonana jest z oddychającego materiału o strukturze plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej strony przylegającej do przedramienia materiałem frotte, taśma mocująca wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w kontakcie z ciałem welurowego materiału. Taśma służąca do zawieszenia zapinana jest na velcro i anatomicznie wycięta/wyprofilowana by zapewnić maksimum komfortu i przylegania oraz by zredukować uczucie dyskomfortu powstające na skutek nacisku na szyję podczas stosowania ortozy.

Zastosowanie:

Unieruchomienie pooperacyjnie lub pourazowo urazy barku i kończyny górnej wymagające terapeutycznego unieruchomienia lub ograniczenia ruchomości dolegliwości reumatyczne.

Kolor: szary.

Rozmiar uniwersalny.