

Dane aktualne na dzień: 24-05-2026 20:10

Link do produktu: <https://akmed.pl/zawieszka-konczyny-gornej-c-48-p-2144.html>



## Zawieszka kończyny górnej C-48

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | <b>C-48</b>    |
| Producent        | <b>Orliman</b> |

### Opis produktu

Zawieszka na rękę składa się z zawieszki przedramiennej połączonej z taśmą służącą do założenia dookoła szyi. Zawieszka wykonana jest z oddychającego materiału o strukturze plastra miodu wyłożonego od wewnętrznej strony przylegającej do przedramienia materiałem frotte, taśma mocująca wykonana jest z miękkiego i przyjemnego w kontakcie z ciałem velurowego materiału. Taśma służąca do zawieszenia zapinana jest na velcro i anatomicznie wycięta/wyprofilowana by zapewnić maksimum komfortu i przylegania oraz by zredukować uczucie dyskomfortu powstające na skutek nacisku na szyję podczas stosowania ortozy.

#### **Zastosowanie:**

Unieruchomienie pooperacyjnie lub pourazowo urazy barku i kończyny górnej wymagające terapeutycznego unieruchomienia lub ograniczenia ruchomości dolegliwości reumatyczne.

**Kolor:** szary.

Rozmiar uniwersalny.