

Link do produktu: <https://akmed.pl/zegarek-aktywnosci-beurer-aw-85-p-4527.html>



## Zegarek aktywności BEURER AW 85

Numer katalogowy	<b>AW 85 AGITO</b>
Kod producenta	<b>AW 85 AGITO</b>
Kod EAN	<b>4211125677404</b>
Producent	<b>Beurer</b>

### Opis produktu

Bluetooth® - przesyłanie danych do smartfona  
Powiadomienia o telefonach, smsach, mailach

Zegarek do monitorowania aktywności fizycznej Beurer AW 85 nie tylko spełnia funkcję tradycyjnego zegarka, ale również umożliwia rejestrowanie aktywności fizycznej oraz powiadamianie o otrzymanych wiadomościach, e-mailach lub połączeniach telefonicznych. To niezwykle wygodne w użyciu urządzenie noszone na przegubie ręki. Dzięki zegarkowi AW 85 można szybko uzyskiwać wszelkie bieżące informacje.

Zegarek monitorujący aktywność fizyczną posiada (pod warunkiem połączenia ze smartfonem i zainstalowania aplikacji „beurer Health Manager”) poniższe funkcje:

- Powiadomianie o wiadomościach otrzymanych na smartfonie (SMS, WhatsApp, Twitter itp.).
- Powiadomianie o e-mailach otrzymanych na smartfonie.
- Powiadomianie o pojawieniu się połączeń telefonicznych na smartfonie.
- Funkcja wyszukiwania smartfona: Naciśnięcie odpowiedniego przycisku a zegarku powoduje, że ze smartfona wydobywają się sygnały dźwiękowe, które ułatwiają jego znalezienie.
- Funkcja wyszukiwania zegarka: Aktywacja tej funkcji w aplikacji powoduje, że z zegarka wydobywają się sygnały dźwiękowe, które ułatwiają jego znalezienie.
- Wyzwalacz zdalnej kamery: Naciśnięcie odpowiedniego przycisku na zegarku powoduje otwarcie na smartfonie aplikacji kamery, a kolejne naciśnięcie - jej aktywację.
- Zapytanie o status wprowadzonego celu dziennego (kroki, odległość).

Czujnik wykorzystuje technologię Bluetooth® Smart (Low Energy) i należy do produktów z rodziny Beurer Connect.

Bezpłatna aplikacja HealthManager.

Kompatybilny z iPhone'em w wersji co najmniej 5 oraz urządzeniami Bluetooth® Smart Ready Android™ od Android 4.3.

**Bądź na bieżąco z AW 85**

