

Link do produktu: <https://akmed.pl/zegarowy-stabilizator-lokcia-t-scope-p-3317.html>



Zegarowy stabilizator łokcia T-scope

Numer katalogowy	07254
Producent	Breg

Opis produktu

Jest idealny do zastosowania do ustalonego lub kontrolowanego zakresu ruchu. Ta lekka i cienka orteza posiada teleskopowe przedramię oraz szyny na ramieniu, kontrolę kąta zgięcia i wyprostowania oraz możliwość zablokowania jej pod dowolnym kątem. W zestawie dodawany jest regulowany pas na przedramię.

Używana przy:

- stabilne złamania łokcia, dalsza kość ramieniowa, bliższa kość promieniowa lub łokciowa
- po operacjach lub po urazach ścięgien i więzadeł
- chroniczne urazy łokcia
- rekonstrukcja więzadeł pobocznych
- przeprost łokcia
- po urazie możliwe jest kontrolowanie zasięgu ruchu
- leczenie w stanach tzw. "łokcia tenisisty"
- zabiegi lecznicze na urazy ścięgien Tricepsa.

Cechy charakterystyczne:

- bardzo lekka orteza ok 370 gram
- cienkie taśmy dopasowują się z łatwością do ramienia
- teleskopowe przedramię oraz szyny na ramieniu dają możliwość łatwego dopasowania
- zegar pozwala na ustawienie kąta (ze skokiem co 10°), kąt wyprostowania: od 10° do 110° kąt zgięcia od 10° do 120°
- możliwość zablokowania ortezy pod dowolnym kątem.

Zastosowanie:

- stabilne złamania łokcia, dalsza kość ramieniowa, bliższa kość promieniowa lub łokciowa
- po operacjach lub po urazach ścięgien i więzadeł chroniczne urazy łokcia, przeprost łokcia leczenie „łokcia tenisisty”
- zabiegi lecznicze na urazy ścięgien tricepsa
- rekonstrukcja więzadeł pobocznych

Możliwość dokupienia dostawki z ujęciem nadgarstka. Kliknij na zdjęcie by przejść do produktu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

TYP: lewy , prawy