

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 15:25

Link do produktu: <https://akmed.pl/zel-do-masazu-molicare-skin-p-5985.html>



Żel do masażu MoliCare Skin

Numer katalogowy **9950311**

Producent **MoliCare**

Opis produktu

Stymulowanie i rewitalizacja, posiada panthenol. Idealny do masażu karku, ramion, rąk i nóg oraz do uwolnienia napięcia mięśniowego, które występuje u osób obłożnie chorych leżących, unieruchomionych. W połączeniu z masażem, może wzmocnić przepływ krwi w skórze.

Produkty do pielęgnacji skóry MoliCare Skin zapewniają długotrwałą, intensywną pielęgnację dla wymagającej skóry poprzez dostarczanie odżywczych substancji oraz budowę emulsji typu woda w oleju.

Opakowanie: 1 op. / 200 ml