

Link do produktu: <https://akmed.pl/zestaw-2x-skarpetki-medic-deo-cotton-p-5242.html>



Zestaw: 2x Skarpetki Medic DEO COTTON

Numer katalogowy	zestaw_medic_cotton
Kod producenta	zestaw_medic_cotton
Producent	DeoMed

Opis produktu

Skarpetki Profilaktyczne z trójwarstwową dzianiną frotte Medic Deo COTTON

Skarpetki DeoMed Medic Deo COTTON dzięki swoim niezwykłym właściwościom pozwalają zachować komfort i świeżość stóp cały dzień. Wyjątkowa przędza, oraz niezwykła dbałość o szczegóły podczas wykonania sprawiają, że skarpetki marki DeoMed szybko staną się obowiązkową pozycją codziennej garderoby, już po pierwszym użyciu!

Działanie zdrowotne:

- PRZECIWDZIAŁAJĄCE infekcjom grzybicznym i bakteryjnym
- BEZUCISKOWE nie upośledzają krążenia w nogach
- BEZSZWOWE nie powodują otarć
- BARDZO ELASTYCZNE mogą być zakładane nawet na opuchnięte nogi
- ANTYZAPACHOWE - skarpetki działają jak bezzapachowy dezodorant:
 - Pierwszy polega na wbudowaniu we włókna skarpetek antybakteryjnej i antygrzybiczej apretury SANITIZED.
 - Drugi sposób, to użycie przędz z zawartością jonów SREBRA, które wykazuje długotrwałe działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
- UMOŻLIWIAJĄCE PRAWIDŁOWE WYDZIELANIE I PAROWANIE POTU
- CHRONIĄCE PRZED MIKROURAZAMI
- WENTYLUJĄCE SKÓĘ - swobodny dostęp powietrza
- NORMALIZUJĄCE FLORE BAKTERYJNĄ SKÓRY

DEOMED to kolekcja profilaktycznych skarpetek i podkolanówek zdrowotnych o specjalnej konstrukcji, od kilkunastu lat produkowanych i doskonalonych we współpracy z lekarzami, fizjoterapeutami i pacjentami.

Skarpetki zdrowotne DEOMED® posiadają:

- Europejskie oznakowanie CE
- Certyfikat SANITIZED®
- Certyfikat SeaCell®

-
- Certyfikat LYCRA®
 - Certyfikat Organic Cotton

Dostępne w kolorach:

biały, czarny, popielato-szary

SKŁAD: bawełna 80%, poliamid 17%, LYCRA® 3%, apretura SANITIZED®

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 35-37 , 38-40 , 41-43 , 44-46

Kolor: biały , czarny , popielato - szary