

Link do produktu: <https://akmed.pl/zestaw-cisnieniomierz-smart-cardio-pulsoksymetr-duo-control-sanity-p-7140.html>



Zestaw ciśnieniomierz SMART CARDIO + pulsoksymetr DUO CONTROL SANITY

Numer katalogowy **6977**

Producent **Sanity**

Opis produktu

Zestaw składający się z wysokiej klasy ciśnieniomierza Smart Cardio, oraz skutecznego pulsoksymetru Duo Control to propozycja dla osób, które chcą efektywnie monitorować swoje zdrowie.

Ciśnieniomierz wyróżnia integracja mankieta z samym urządzeniem, natomiast pulsoksymetr odznacza się intuicyjną obsługą i niezwykle precyzyjnym pomiarem natlenienia krwi dzięki odpowiedniej perfuzji. Kupując w zestawie korzystają Państwo z atrakcyjnej propozycji.

PROFESSIONAL & INNOVATIVE

Urządzenie przeznaczone dla osób aktywnych do codziennej kontroli ciśnienia tętniczego krwi.

Wskazane również dla osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze, chorych na cukrzycę, z wrodzonymi lub nabytymi wadami serca oraz po przebytych zawałach serca.

Dokładność zgodna ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ISH)

Ciśnienie w zakresie temperatur 5–40°C: $\pm 0,4$ kPa (3 mmHg) wartość tętna: $\pm 5\%$

Pulsoksymetr DUO CONTROL Sanity, działa w oparciu o technologie cyfrowe, jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru punktowego stopnia nasycenia (saturacji) hemoglobiny tlenem (SpO₂). Zaawansowany algorytm DSP* pomaga zminimalizować zakłócenia ruchowe i wzmacnia dokładność pomiaru w warunkach niskiej perfuzji.

Pulsoksymetr można stosować do pomiaru stopnia nasycenia ludzkiej hemoglobiny i tętna, wykorzystując w tym celu palec. Produkt nadaje się do stosowania w warunkach domowych, jako wyposażenie baru tlenowego, socjalnych placówek medycznych, obiektów sportowych itd.

