

Link do produktu: <https://akmed.pl/zestaw-goraczkowy-sanity-p-7146.html>



Zestaw gorączkowy SANITY

Numer katalogowy	6984
Producent	Sanity

Opis produktu

Zestaw gorączkowy jest połączeniem dwóch najbardziej potrzebnych w obliczu gorączkowania akcesoriów a więc wysokiej klasy termometru Baby Temp i bardzo dobrego kompresu żelowego Flex.

Termometr korzysta z technologii podczerwieni umożliwiając ekspresowy pomiar bez kontaktu z ciałem chorej osoby. Kompres natomiast umożliwi wygodne i skuteczne schłodzenie rozpalonego organizmu.

Budowa:



Bezpieczeństwo:

- Przed użyciem, zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Uzyskanie dokładnego odczytu wymaga użycia właściwej techniki.
- Jeśli podejrzewasz, że produkt jest uszkodzony skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
- Nie rozbieraj termometru.
- Przestrzegaj podstawowych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

