

Link do produktu: <https://akmed.pl/zestaw-inhalator-siateczkowy-silent-mesh-termometr-baby-temp-sanity-p-7133.html>



Zestaw inhalator siateczkowy SILENT MESH + TERMOMETR BABY TEMP SANITY

Numer katalogowy **6952**

Producent **Sanity**

Opis produktu

Zestaw składający się z inhalatora Silent Mesh i termometru Baby Temp to rozwiązanie w szczególności dla rodziców, poszukujących skutecznej i bezpiecznej terapii dla swoich dzieci. Wysokiej jakości poręczny inhalator, oraz dobry termometr gwarantujący szybki i dokładny pomiar oferujemy w obniżonej, atrakcyjnej cenie.

Bezdotykowy termometr zapewnia higieniczne badanie, natomiast siateczkowy inhalator dzięki swoim wymiarom stanowi mobilną alternatywę dla większych stacjonarnych i głośnych nebulizatorów.

- INHALATOR MESH
- TERMOMETR BABYTEMP

Inhalator Siateczkowy Sanity to wyrób medyczny, przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej rodziny.

Może być stosowany do leczenia infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), alergii, stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych.

Przeznaczony również do codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i śluzówki.

Przeznaczony jest do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych. Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.

DODATKOWE INFORMACJE

Zestaw składający się z wysokiej jakości poręcznego inhalatora Silent Mesh, oraz bezdotykowego termometru Baby Temp to komplet szczególnie polecany rodzicom młodszych i starszych dzieci.

Kupując w zestawie korzystają Państwo z atrakcyjnej zniżki. Oba przyrządy są atestowane, przebadane klinicznie, spełniają

najwyższe standardy przewidziane dla urządzeń medycznych.



możliwość
użycia z maską



Maski dla dzieci
i dorosłych



Ustnik



możliwość
użycia z ustnikiem



Praktyczna torba
do przechowywania