

Link do produktu: <https://akmed.pl/zestaw-ksztaltek-do-rehabilitacji-p-8210.html>

Zestaw kształtek do rehabilitacji



Numer katalogowy

7498

Producent

Halcamp

Opis produktu

Zestaw odpowiednio wyprofilowanych kształtek (pod kończynę dolną, pod kończynę górną oraz pod odcinek szyjny kręgosłupa), które w znaczącym stopniu ułatwiają i usprawniają, w ujęciu ergonomicznym, pracę fizjoterapeuty, lekarza rehabilitacji, pozwalając im efektywniej wykonywać zabiegi terapeutyczne przy równoczesnym zapewnieniu najważniejszego celu jakim jest poprawa komfortu Pacjenta.

Kształtka pozwalają uzyskać wygodną pozycję Pacjentowi, co w konsekwencji umożliwia terapeutę swobodny dostęp do tkanek miękkich kończyny dolnej, powodując rozluźnienie stopy i podudzia. Kształtka zastosowana w ten sposób rozluźnia okolice bocznej i przedniej części podudzia oraz umożliwia swobodny dostęp do powięzi szerokiej i bocznej części mięśnia czworogłowego uda, czy też obręczy biodrowej.

Do najważniejszych zalet produktu należą:

- Kształtka wykorzystywana w leczeniu zachowawczym jak i pooperacyjnym
- Kształtka poprawia komfort Pacjenta i zapewnia mu prawidłowe pozycje relaksacyjne, zmniejszając ewzmożone napięcie nerwowo-mięśniowe zarówno odcinkowe jak i na całej długości ciała
- Kształtka, zaprojektowana w ten sposób, poprawia w znaczącym stopniu ergonomię pracy lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty...
- Dzięki swojemu kształtowi kształtka może być wykorzystywana w czasie wykonywania różnych technik masażu leczniczego klasycznego, punktowego, transgracyjnego, segmentalnego i podczas wykonywania technik mobilizacji tkanek miękkich kończyny dolnej, kończyny górnej i ich obręczy.