

Link do produktu: <https://akmed.pl/zestaw-m-tapeeuro-tape-gabka-podkladowa-p-3365.html>

Zestaw m-tape/Euro Tape + gąbka podkładowa



Numer katalogowy	0920-6375B
Producent	Mueller

Opis produktu

Zestaw Jedna sztuka M-tape bądź Euro Tape o wymiarach 2,5 cm, 3,8 cm oraz 5 cm o długości 13,7 m Plus gąbka podkładowa M Wrap pod Tape

Uwaga! Szerokość oraz rodzaj Euro tape bądź M-Tape podaj w uwagach dla sprzedającego.

Zalety taśmy:

- 100% bawełny, taśma przylepna impregnowana tlenkiem cynku
- biała, dezynfekowana taśma M-Tape charakteryzuje się
- wysoką odpornością na rozciąganie i dużą przylepnością
- zmniejsza podrażnienia skóry
- łatwa i wygodna w stosowaniu
- konkurencyjna cena

Zalety gąbki:

- gąbka pod taśmę samoprzylepną, chroniąca skórę przed podrażnieniami
- można dzięki niej zapobiegać przemieszczaniu się ochraniaczy i skarpet, a także używać
- do owijania stóp w butach turystycznych, narciarskich jak i innych butach sportowych
- wymiary: 7 cm x 27,4 m
- kolor jasnokremowy

Szukasz Kolorowego Tape? Posiadamy kolorowe tape. Wpisz w uwagach kolor tape 3,8 cm a otrzymasz swój ulubiony kolor!

Tape kolorowe Tylko tylko o szerokości 3,8 cm x 9m posiadamy!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 2,5 cm , 3,8 cm , 5,0 cm