

Link do produktu: <https://akmed.pl/zimny-cieply-oklad-wielokrotnego-uzytku-mueller-p-3352.html>



## Zimny / ciepły okład wielokrotnego użytku - Mueller

Numer katalogowy **856F-94088**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

**Przy zakupie całego kartonu dowolnego wymiaru Użyj specjalnego kodu z tabelki poniżej.**

- miękki żel do schłodzenia w lodówce lub zamrażarce
- ekonomiczny - może być użyty ponownie
- idealny do terapii ciepłem - przygotowanie w mikrofalówce
- (zanurzony w naczyniu z wodą) bądź ocieplony w gorącej wodzie
- wymiary 15,2 x 22,8 cm
- 12 szt. opakowanie zbiorcze

Wymiary  
15,2 cm x 22,8 cm

Ilość w kartonie  
12

Kod promocyjny  
hotcold