

Link do produktu: <https://akmed.pl/zimnycieply-oklad-wielokrotnego-uzytku-p-3211.html>



## Zimny/Ciepły okład wielokrotnego użytku

Numer katalogowy **030105**

Producent **Mueller**

### Opis produktu

Miękki żel do schłodzenia w lodówce lub zamrażarce. Ekonomiczny - może być użyty ponownie. Nadaje się do mikrofalówki (musi być zanurzony w wodzie) w razie terapii ciepłej. Rozmiar 15,2 cm X 22,8 cm