Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:55

Link do produktu: https://akmed.pl/cisnieniomierz-elektroniczny-model-ws-820-p-7696.html




# Ciśnieniomierz elektroniczny Model WS-820

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **10587** |
| Producent | **Nissei** |

## Opis produktu

**Funkcje:**

- Ciśnieniomierz automatyczny na nadgarstek.
- Automatyczny pomiar.
- Mankiet w kształcie „M”.
- Mankiet ukształtowany odpowiednio do obwodu nadgarstka (12.5-22.5 cm).
- Dwa bloki pamięci po 30 komórek w każdym + wartość średnia.

### Charakterystyka techniczna

| | |
|---|---|
| Metoda pomiaru | Oscylometryczna |
| Miejsce założenia mankietu | Nadgarstek |
| Typ ciśnieniomierza | Automatyczny |
| Pompowanie | Automatyczny |
| Wybór ciśnienia w mankiecie. | Automatyczny |
| Pamięć na wyniki pomiarów | 2 x 30 |
| Średnia wartość pomiarów | tak |
| Zapis wyniku pomiaru pulsu | tak |
| Do edycji pamięci | tak |
| Zastosowany system | IQ System |
| Dźwiękowa sygnalizacja etapów pomiaru | nie |
| Wyświetlacz | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza, mm | 29 x 40 |
| Jednoczesne wyświetlanie ciśnienia i tętna | tak |
| Wyświetlanie daty i godziny | tak |
| Rodzaj mankietu | Mankiet M-Cuff |
| Rozmiar mankietu | 12,5 - 21,5 cm |
| Materiał mankietu | Nylon |
| Funkcje | Model WS-820 uzyskał najwyższy wynik dokładności pomiaru (Szczegóły «GEK-Besser Journal leben» 2/2006). |
| Zakres pomiaru cisnienie | 40 -250 mmHg |
| tetno | 40-160 1/minute |
| Granica bledu pomiaru cisnienie w mankiecie | ±3 mmHg |
| tetno | ±5 % |
| Warunki eksploatacji urzadzenia | od 10˚C do 40˚C |

| | |
|---|---|
| temperatura | 85% i mniej |
| wilgotnosc wzgledna | |
| Zasilanie | 2x1.5V (AAA) |
| Waga, g | 105 |
| Wymiary gabarytowe | 31 x 64 x 71 mm |
| Zawartość kompletu | jednostka elektroniczna z mankietem, baterie – 2 szt, etui, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, opakowanie |
| Producent | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. |