Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:12

Link do produktu: https://akmed.pl/kamizelka-z-zamkiem-u73-neo-p-1285.html



Kamizelka z zamkiem U73 Neo

Numer katalogowy	**U73 Neo**
Producent	**Vermeiren**

Opis produktu

Prawidłowa postawa ciała to taka, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych. Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- Prostym ustawieniem głowy,
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
- dobrze wysklepioną klatką piersiową,
- ramiona delikatnie cofnięte w stosunku do miednicy,
- symetryczne ułożenie miednicy.

Najbardziej obciąża kręgosłup siedzenie. Dlatego bardzo ważne jest aby osoba siedząca w wózku miała zagwarantowane prawidłowe podparcie.

Występują trzy podstawowe powierzchnie podparcia : pośladki plecy oraz kończyny dolne.

Pasy U73Neo stosuje się do korekty i stabilizacji tułowia przy:

- trwałej patologicznej Lordozie kręgosłupa,
- przednim wychyleniu miednicy,
- napięciu zginacza biodrowego,
- niskim napięciu mięśni tułowia,
- osłabieniu i zmniejszenie wydajności mięśni.

CEL ZASTOSOWANIA KAMIZELEK:

- Zagwarantowanie głównego wsparcia wzdłuż mostka,
- zmniejszenie lordozy oraz wychylenie miednicy ku przodowi,
- naturalne ustawienie tułowia nad miednicą i wyciągnięcie łopatek do przodu,
- poprawa zdolności oddechowej,
- dla osób aktywnie zginających tułów zastosowanie kamizelki z neoprenu pozwala na większą swobodę ruchu przy zachowaniu prawidłowej stabilizacji oraz korygowaniu postawy,
- niektóre osoby aby skutecznie redukować lordozę wymagają dodatkowego wsparcia w okolicy dolnych żeber i brzucha.

Kamizelki wykonane są w dwóch wersjach szerokiej i wąskiej szczególnie przeznaczonej dla kobiet.

Standardowo wszystkie Kamizelki stabilizujące górną część ciała są dostarczane z regulacją napięcia przednią , która umożliwia osobie siedzącej w wózku samodzielne wyregulowanie napięcia. Możliwe jest dostarczanie pasów i kamizelek z regulacją tylną , kiedy nie jest wskazane aby pacjent miał dostęp do samodzielnego wyregulowania napięcia.

Zaleca się przy takich deformacjach jak opisane powyżej stosowanie równolegle czteropunktowego pasa biodrowego **U75Neo**

SPOSÓB DOBORU PASÓW ORAZ KAMIZELEK:

Należy zmierzyć szerokość ramion biorąc pod uwagę tendencję do zmiany wagi , wzrostu, oraz grubsze ubranie.

XS (24cm-28cm)

S (28cm-33cm)

M (33cm-41cm)

L (41cm-48cm)

XL (48cm-56cm)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , M , S , XL , XS