Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:13

Link do produktu: https://akmed.pl/podkolanowka-normalna-ad-mediven-active-43-49-cm-dla-mezczyzn-p-7966.html



Podkolanówka normalna (AD) mediven active® (43 – 49 cm dla mężczyzn)

Numer katalogowy	**9878**
Producent	**Medi**

Opis produktu

Sportowe skarpetki kompresyjne dla mężczyzn

- Szew nieodczuwalny przy palcach
- Dyskretny prążkowany wygląd i solidny materiał
- Niezwykle miękka ze sportową, wygodną podeszwą

Wzmocniona skarpeta uciskowa dla mężczyzn.

mediven active wykonano specjalną techniką tkania.
Dlatego skarpeta ma szew przy palcach, który jest niewyczuwalny. Ponadto bardzo miękka i wygodna podeszwa oraz wzmocniona pięta są innymi przekonującymi cechami tego produktu. Każda skarpeta pasuje jak druga skóra.
Dzięki specjalnej, drobnej, prążkowanej strukturze skarpety mediven active nie przypominają medycznego produktu uciskowego, co sprawia, że są one jeszcze bardziej pożądane.

Zalety produktu

- Bardzo miękki i elastyczny materiał ułatwiający zakładanie i zdejmowanie
- Dzięki lanolinie* pielęgnuje i chroni skórę
- Optymalny komfort noszenia i duża przepuszczalność powietrza
- Idealne dopasowanie dzięki elastycznym i wzmocnionym wstawkom, zapewniającym wygodę
- Nowy komfort dopasowania kształtu

Długości

- Podkolanówka

Skład produktu

CCL 1: 10% elastanu, 90% poliamidu

CCL 2: 11% elastanu, 89% poliamidu

Instrukcja prania

Pończochy należy prać oddzielnie lub razem z tkaninami w podobnym kolorze. Nie używać środków wybielających ani zmiękczających. Używać detergentów do tkanin wełnianych. Pończochy należy następnie kilkakrotnie wypłukać!

Po praniu powiesić pończochę do wyschnięcia lub niezwłocznie odwirować z ustawieniem dla delikatnego prania. Nie pozostawiać wilgotnego produktu na lub w ręczniku. Nie pozostawiać do wyschnięcia na grzejnikach ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

Pończoch medi nie wolno czyścić chemicznie, środkami do usuwania plam ani przy użyciu benzenu.

Wskazania

- Żylakowatość pierwotna lub wtórna
- Przewlekłe choroby żylne: Etapy C0 do C4 zgodnie z klasyfikacją CEAP
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów mobilnych
- Zakrzepowe zapalenie żył (powierzchowne) lub stan po wyleczonym zapaleniu żył
- Zakrzepica żył głębokich, stan po zakrzepicy, zespół pozakrzepowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: I , II , III , IV , V , VI , VII
Kolor: biały , brązowy , czarny , granatowy , szary
Rozmiar buta: 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49
Klasa Kompresji: CCL 1 , CCL 2