Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 02:58

Link do produktu: https://akmed.pl/podkolanowki-ad-mediven-thrombexin-18-p-7974.html



Podkolanówki (AD) mediven® thrombexin® 18

Numer katalogowy	**9886**
Producent	**Medi**

Opis produktu

Zapobiega powstawaniu skrzepów krwi

- Pewne trzymanie dzięki silikonowemu ściągaczowi
- Przepuszczająca powietrze i bardzo miękka, przeciwbakteryjna część na palce

Pończochy do profilaktyki przeciwzakrzepowej mediven thrombexin 18 to skuteczna pomoc do zapobiegania zakrzepicy w czasie pobytu w szpitalu oraz ewentualnie mogącego powstać zatoru płuc

Obszarem zastosowania jest profilaktyka przeciwzakrzepowa przed, w czasie i po operacji. W przypadku średniego lub dużego zagrożenia powstania zakrzepicy profilaktyka przy użyciu pończoch do profilaktyki przeciwzakrzepowej jest często uzupełnienia lekami (np. heparyną) i innymi działaniami (np. gimnastyką).
Dzięki ciągle zmniejszającemu sie uciskowi od kostki (ok. 18 mmHg) do uda (ok. 8 mmHg) żylny prąd zwrotny krwi jest optymalnie przyspieszany.

Zalety produktu

- Anatomicznie dopasowana pończocha ze stopniowo zmniejszającym się uciskiem
- Łatwa w obsłudze, wygodna w zakładaniu
- System barwnych oznaczeń pozwala w prosty sposób dobrać właściwy produkt
- Elastyczna, miękka , przyjazna dla skóry oraz oddychająca dzianina
- Wydajna dzięki możliwości wielokrotnego zastosowania

Sposób działania

Aby profilaktyka przeciwzakrzepowa była skuteczna, niezbędne jest przyśpieszenie przepływu krwi poprzez zastosowanie stopniowo opadającego ucisku. Nasza wypróbowana i przetestowana pończocha przeciwzakrzepowa thrombexin jest do
tego idealna. Thrombexin 18 to gwarancja zmiennego ucisku od kostki (ok. 18 mmHg) po udo (ok. 8 mmHg).


Długości

- Podkolanówka
- Pończocha do górnej granicy uda

Skład produktu: 18% elastanu, 82% poliamidu

Wskazania

- Niezawodna profilaktyka przeciwzakrzepowa:
- Dla pacjentów mobilnych przed- , w czasie - , i po operacji
- Przed i po porodzie
- Dla obłożnie chorych



Knee (AD)							
Size	Leg measurements* (circumference in cm)					Colour code	
	Ankle cB	Calf cC	Below knee cD	Thigh cG	Length AD	Heel	Thigh
XS	17 – 19	26 – 32	25 – 31	–	35 – 46	orange	–
S	20 – 22	30 – 38	29 – 37	–	35 – 46	green	–
M	23 – 25	34 – 44	33 – 43	–	35 – 46	violet	–
L	26 – 28	38 – 48	37 – 47	–	35 – 46	blue	–
L-X	26 – 28	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	grey	–
XL	29 – 31	44 – 55	43 – 54	–	35 – 46	red	–
XXL*	32 – 34	51 – 66	50 – 65	–	35 – 46	brown	–
Thigh (AG)							
XS	17 – 19	26 – 36	25 – 35	40 – 50	60 – 84	orange	orange
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	green	green
S-X	20 – 22	30 – 42	29 – 41	56 – 70	65 – 89	green	grey
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violet	violet
M-X	23 – 25	34 – 46	33 – 45	64 – 80	65 – 89	violet	grey
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blue	blue
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blue	grey
XL	29 – 31	42 – 55	41 – 54	72 – 90	65 – 89	red	red
XL-X	29 – 31	42 – 55	41 – 54	80 – 100	65 – 89	red	grey
Hip (AG)							
S	20 – 22	30 – 42	29 – 41	48 – 60	65 – 89	green	green
M	23 – 25	34 – 46	33 – 45	56 – 70	65 – 89	violet	violet
L	26 – 28	38 – 51	37 – 50	64 – 80	65 – 89	blue	blue
L-X	26 – 28	38 – 51	37 – 50	72 – 90	65 – 89	blue	grey

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L , L-X , M , S , XL , XS , XXL